

1. Проверете холдера за игла за външни повреди и се уверете, че е в добро състояние. Не го използвайте, ако има видими повреди или дефекти.
2. Изберете подходящ размер на иглата, която ще използвате. Уверете се, че размерът на иглата съответства на предназначението и нуждите на пациента.
3. Затегнете иглата към холдера, като поставите иглата в отвора и я завъртете в посока на часовниковата стрелка, докато не се закрепи здраво.
4. Преди употреба почистете зоната на инжектиране с антисептик, за да намалите риска от инфекция.
5. Внимателно сгънете кожата на пациента в зоната на инжектиране, за да създадете подходяща повърхност за проникване на иглата.
6. Дръжте холдера за игла стабилен, за да осигурите правилно проникване.
7. Когато иглата достигне нужната дълбочина, задръжте позицията.
8. След приключване на инжекцията, извадете иглата внимателно, като държите холдера за игла стабилно и теглите иглата право назад.